



EntericBio



REVOLUTIONIERUNG

DER MOLEKULAREN STUHLDIAGNOSTIK

CE IVD

Keine DNA/RNA
Extraktion

Kein manuelles
Pipettieren

Ergebnisse nach
nur 3 Stunden


Hoher
Durchsatz



SEROSEP




WORKFLOW



* Workflow für das EntericBio Dx-Panel bei Verarbeitung von 30 Patientenproben und einer Positiv-/Negativkontrolle

4 STUFIGER PROZESS



- 1-46 Patientenproben pro Lauf (inkl. +/- Kontrolle)
- Lyophilisierte PCR-Reagenzien
- Weniger als 30 Minuten Hands-on-Time
- Analyse direkt aus der Stuhlsuspension
- Erste Ergebnisse in unter 3 Stunden
- Hoher Durchsatz von bis zu 240 Proben in einer 8-Stunden-Schicht


Annacotty Business Park, Annacotty, Grafschaft Limerick, V94 FF83, Irland
+353 61 358 190 | info@serosep.com | www.serosep.com

Vertrieben durch: **EUROIMMUN**


EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Seekamp 31 · 23560 Lübeck (Deutschland)
Phone +49 451 2032-0 | Fax +49 451 2032-100
www.euroimmun.com

PORTFOLIO

EntericBio® Dx




Viral



Clostridioides difficile



CPE*



* Probentyp: Stuhlproben oder Rektalabstrich (in flüssigem Medium) und Bakterienisolate

CE IVD



Sie wünschen weitere Informationen?
Scannen Sie hier!