



2021年10月4日

EUROIMMUN Japan 株式会社
東京都中央区日本橋堀留町一丁目9-10 上野ビル 502
TEL : 03(6661)2117
www.euroimmun.co.jp

全自動 ELISA 分析装置 「IF Sprinter ユーロイミュン」 「Sprinter XL ユーロイミュン」
「Analyzer I ユーロイミュン」 (医療機器) の発売について

EUROIMMUN Japan 株式会社 (本社: 東京都中央区、代表取締役 デルク・ベッカー) は、
全自動 ELISA 分析装置 「IF Sprinter ユーロイミュン」 「Sprinter XL ユーロイミュン」および
「Analyzer I ユーロイミュン」 (医療機器) を 2021年10月4日に発売しました。

「IF Sprinter ユーロイミュン」 「Sprinter XL ユーロイミュン」および 「Analyzer I ユーロイミュン」
(医療機器) は、ELISA 法の検体分注からインキュベーション・洗浄・測定の手続きを全自動で行う
ELISA 自動化装置です。また、「IF Sprinter ユーロイミュン」 および「Sprinter XL ユーロイミュン」は、
間接蛍光抗体法(IFA) 検査用スライド調製の自動化が可能です。

【一般仕様】

製品名	IF Sprinter ユーロイミュン	Sprinter XL ユーロイミュン	Analyzer I ユーロイミュン
一般的名称	酵素免疫測定装置		
JMDNコード	35706010		
分類	クラス I 一般医療機器、特定保守管理医療機器		
届出番号	13B3X10291000005	13B3X10291000004	13B3X10291000003
プレート枚数	2枚	6枚	7枚
処理検体数	96	160 または 240	180
寸法* (cm)	65 × 70 × 75	112 × 85 × 55	110 × 75 × 100
重量	約 50 kg	約 150kg	約 130 kg
用途	<ul style="list-style-type: none"> ELISA 検査の全自動化 IFA 検査の前処理自動化 		<ul style="list-style-type: none"> ELISA 検査の全自動化

*寸法は本体サイズ (WxDxH) です。

お問い合わせ先 info@euroimmun.co.jp